

## 眼科冷冻治疗仪参数

1. 在符合工作条件下，探头冷冻温度可达到-30℃至-75℃（一般-65℃实测值）
2. 操作由脚踏开关控制，可以连续操作。
3. 探头的冷冻和解冻循环周期小于 6 秒
4. 螺纹式冷冻笔接口，探头不冻眼睑，整笔可选择蒸汽消毒
5. 停止操作时，系统内的气体压力可自动排泄
6. 制冷气体 CO<sub>2</sub> 纯度可以使用 99%压缩气体
7. 多种笔型可选
8. 纯机械控制设计，无需额外电控（安全方便）
9. 工作环境温度：+25±3℃