

康复二病区吞咽障碍治疗仪参数

1. 产品符合国家相关技术要求，并获得相关合格证书。
2. 台式机，触控式屏幕显示。
- 3 治疗模式：连续脉冲治疗模式，多种模式或固定吞咽治疗处方可选。
4. 输出波形：双向波。
5. 频率：2Hz~100Hz 及以上可调。
6. 脉冲宽度：50 μ s~450 μ s，允差 $\pm$ 10%。
7. 脉冲强度：幅度 0~60mA 及以上可调。