

乳甲外科一次性使用乳房旋切活检针参数

- 1、产品用途：产品与乳房旋切系统主机配合使用，在超声设备监视下对患者影像学检查或触诊检查异常的乳腺组织完全或局部切除，供活检取样使用。
- 2、配套机器：可与我院现有机器乳房旋切活检系统配套使用且质量通过临床检验认可。
- 3、刀尖由高硬度不锈钢制作，刀尖更锋利，穿刺更顺滑。
- 4、外刀管和内刀管采用制造。
- 5、外刀管外表面表面粗糙度应 $Ra \leq 1.6 \mu m$ ，刀尖硬度 $\geq 300HV0.2$ ，外刀管硬度 $\geq 250HV0.2$
- 6、对外刀管和手柄部件施加 69N 的轴向静拉力，持续 10s, 二者不应分开。对内刀管和管座施加 69N 的轴向静拉力，持续 10s，二者不应分开；
- 7、真空管套件各链接处应能承受 15N 的轴向拉力保持 15s, 各连接处应不分离
- 8、手柄人体工学设计，表面防滑晒纹，使用可靠、体验舒适。
- 9、封闭式、开放式取样刀头供选择，满足医生不同使用场景需求。