

康复一病区中医定向透药治疗仪参数

工作频率 中频频率 2000HZ，低频频率 75Hz
脉冲宽度：0.180ms
输出通道：2 通道
输出强度：500 欧负载
中频输出电流：0-85MA
输出强度调节：0-99
最大脉冲电流：小于或等于 100MA
定时时间：电脑自动设定 25MIN，手动控制时间范围 1-60min
热疗温度：电极表面温度不低于 37 度
热疗电源：加热 0-5 档共 6 级，温度由低到高增加