

神经外科中心（桃溪）气压治疗仪参数

1. 深静脉血栓预防和消水肿两种模式，一键切换，无需多余设置。
2. 主机可适配三腔大腿套、三腔小腿套、三腔足靴套和单腔足底套，分体式设计，方便穿戴，且多种尺码可选，适用不同体型病人，保证预防效果。
3. 主机可兼容单病人专用腿套、重复使用腿套，满足临床避免交叉感染的需求。
4. 一次性套筒为无纺布材质，非一次性套筒为医用级TPU材质
5. 足底套和腿套既可同时使用，也可单独使用，单用足套可达到足底泵的效果。
6. 足部和腿部加压压力可独立调节，足部120mmHg~140mmHg，腿部20mmHg~60mmHg，调节步长10mmHg。
7. 从远心端到近心端三腔压力比值分别为100%、80%、60%，梯度压力，有效保证静脉回流方向。
8. 静脉再充盈时间一键可调，分为不同时间三档，可根据病人不同的静脉充盈情况相应调节充气间歇时间，且实时显示。
9. 带睡眠模式的LCD大屏幕，显示电池状态、模式、部位、压力、时间和静脉再充盈时间。
10. 扁平软管，有效防止管路扭曲导致设备使用故障。
11. 开机自检功能，自动识别腿套类型并图形化显示在屏幕上，避免误操作。
12. 内置自诊断功能，直观判断故障所在，显示出错代码，方便快速维修。
13. 过压、低压、气管脱落、空接、电量等安全警报功能。
14. 医用级接插头，快插快拔，自动识别空接状态，大大降低护士工作量。
15. 核心部件原装进口气泵待机寿命 ≥ 3 万小时。
16. 一体式可调节床钩，挂床设计。
17. 重量 ≤ 1.9 kg，轻巧机身，方便安装转移。