

## 桃溪内分泌科胰岛素泵参数

重量	≤62g(包括电池)
储药器	≥300 单位，塑料抗撞击，胰岛素计量可调
餐前大剂量设置	0u-80u
大剂量输注方式	常规输注
基础率	0-16.0u/h
节能	屏幕可休眠
键盘锁功能	有
自检	具备自检功能
防水	IP28(具有防水功能)
时间格式	12h/24h 可调
语言	中文
报警	声音及震动报警（高、中、低报警敏感），每注射 1U 基础量就会报警一次
安全设置	最大餐前大剂量限制/最大日总量限制/每小时最大基础量限制/底药量报警/输注系统堵塞报警/低电量报警/泵故障报警
显示	背景灯液晶显示屏/全中文操作界面/自动显示剩余药量和电池电量
保修	≥4 年
餐前大剂量回顾	≥300 次输注大剂量记录（包括输注时间、日期和剂量）
日总量记录	可记录不小于 60 天日总量记录（包括日期和时间）
装药记录	更换胰岛素量的日期和时间
无线	有无线操作功能