

心内科小动物麻醉机参数

输入动物体重麻醉呼吸机可自动设置相应的参数

数字智能控制异氟烷麻醉浓度，范围 0~5%，步进调节：0.1%液晶屏显示

呼吸频率调节范围 1~300 次/分

支持异氟烷麻醉剂

内置气源，无需外部气源。

节约麻醉剂，减少了使用老式麻醉机时不可避免的麻醉药浪费。

内置数字控制麻醉挥发罐，麻醉气体输出流量准确、浓度稳定。

配置麻醉诱导箱、动物麻醉面罩等配件。

吸入气压超过限定值时自动泄压保护

内置数字控制麻醉挥发罐，麻醉气体输出流量准确、浓度稳定

适用动物：大小鼠

配置麻醉诱导箱，动物麻醉面罩等配件